

Ocureo

Guide d'installation

Le logiciel de bilan orthoptique

Version du document : 1.1

Version du logiciel : 1.0.1

Avril 2026

Mentions légales

Éditeur

Dokitek SARL

Contact : julien@dokitek.com

© 2026 Dokitek SARL. Tous droits réservés.

Ce document est destiné aux utilisateurs du logiciel Ocureo. Toute reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation écrite de Dokitek SARL.

Les captures d'écran peuvent différer légèrement de l'interface actuelle selon la version du logiciel et le système d'exploitation utilisé.

Sommaire

Avant de commencer	4
Pré-requis système	4
Ce dont vous avez besoin	4
Installation sur Windows	5
Télécharger l'installateur	5
Installer l'application	5
Installation sur macOS	6
Télécharger et installer	6
Premier lancement	6
Créer votre compte	7
Créer un compte	7
Vérification de l'email	7
Configuration du compte	8
Souscription	10
Dépannage	11
Contact	12

Avant de commencer

Pré-requis système

	Minimal	Recommandé
Windows	Windows 10 version 22H2 (64 bits)	Windows 11
macOS	macOS 13.4 (Ventura)	macOS 14 (Sonoma) ou ultérieur
Mémoire vive	8 Go	16 Go
Espace disque	1 Go	5 Go
Réseau	Connexion internet pour la création de compte et l'activation	

Dictée vocale

Ocureo intègre la reconnaissance vocale hors ligne. Le modèle standard est inclus (357 Mo). Un modèle haute précision (~1,5 Go) peut être téléchargé depuis les paramètres.

Synchronisation multi-postes

Ocureo proposera prochainement la synchronisation automatique des données entre plusieurs postes au sein d'un même cabinet. Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test auprès de cabinets pilotes.

Ce dont vous avez besoin

- Un **ordinateur compatible** (voir le tableau ci-dessus)
- Une **connexion internet** pour le téléchargement et la création de compte
- Une **adresse email valide** pour créer votre compte

Rendez-vous sur ocureo.com/telecharger pour télécharger l'installateur adapté à votre système.

Installation sur Windows

Télécharger l'installateur

1. Rendez-vous sur ocureo.com/telecharger.
2. Cliquez sur **Télécharger pour Windows**.
3. Le fichier `0cureoSetup-x.y.z-windows.exe` se télécharge dans votre dossier Téléchargements.

Installer l'application

1. Double-cliquez sur le fichier `0cureoSetup` téléchargé.
2. Si une demande d'autorisation administrateur s'affiche (fenêtre UAC), cliquez sur **Oui**.
3. Suivez les étapes de l'installateur. Vous pouvez choisir le répertoire d'installation et créer un raccourci sur le Bureau.
4. Cliquez sur **Installer** puis sur **Terminer**.
5. Retrouvez Ocureo dans le **menu Démarrer** ou sur le **Bureau**.

Sécurité


L'installateur Ocureo est signé numériquement et vérifié par Microsoft pour votre sécurité.

L'écran de connexion s'affiche. Passez à la section [Créer votre compte](#).

Installation sur macOS

Télécharger et installer

1. Rendez-vous sur ocureo.com/telecharger et cliquez sur **Télécharger pour macOS**.
2. Le fichier `0cureo-x.y.z-macos.dmg` se télécharge dans votre dossier Téléchargements.
3. Double-cliquez sur le fichier `.dmg` pour l'ouvrir.
4. Glissez l'icône **Ocureo** vers le dossier **Applications**.



Glissez Ocureo vers le dossier Applications.

Premier lancement

Ouvrez Ocureo depuis le **Launchpad** ou le dossier **Applications**.

Si macOS vous demande de confirmer l'ouverture, cliquez sur **Ouvrir**. L'écran de connexion s'affiche. Passez à la section [Créer votre compte](#).

Créer votre compte

Créer un compte

1. Sur l'écran de connexion, cliquez sur **Créer un compte**.
2. Saisissez votre **adresse email**, choisissez un **mot de passe** et confirmez-le.
3. Cliquez sur **S'inscrire**.

Mot de passe

Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, une lettre minuscule, une lettre majuscule et un chiffre.

Vérification de l'email

1. Un **code à 6 chiffres** est envoyé à l'adresse email que vous avez saisie.
2. Saisissez ce code dans le champ **Code de vérification**.
3. Cliquez sur **Vérifier**.

Le message **Compte créé !** confirme que tout est bon. La connexion se fait automatiquement.

Astuce

Vérifiez votre dossier spam si vous ne recevez pas le code. Vous pouvez cliquer sur **Renvoyer le code** pour recevoir un nouveau code.

Configuration du compte

Après la connexion, Ocureo vous guide à travers plusieurs étapes pour configurer votre compte. Ce processus ne se fait qu'une seule fois.

1. Votre cabinet

Ocureo vous demande de créer votre cabinet ou de rejoindre un cabinet existant. Si vous êtes le premier praticien à utiliser Ocureo dans votre cabinet, cliquez sur **Créer mon cabinet**.

Note

Si un collègue utilise déjà Ocureo dans votre cabinet, demandez-lui de vous envoyer une invitation depuis l'application.

2. Bienvenue

Un écran d'accueil présente Ocureo et vous invite à commencer la configuration.

3. Conditions d'utilisation

Vous devez lire et accepter les conditions générales d'utilisation pour continuer. Ce consentement est enregistré et horodaté.

4. Vos informations

Renseignez vos informations professionnelles : prénom, nom, téléphone, titre professionnel et numéro RPPS. Ces informations apparaîtront sur vos comptes-rendus.



Renseignez vos informations professionnelles.

5. Votre cabinet

Renseignez les informations de votre cabinet : nom, adresse, code postal, ville, téléphone et email. Ces données figurent également sur l'en-tête de vos comptes-rendus.

6. Contribuer à la recherche

Ocureo vous propose de participer à la recherche en orthoptie en partageant des données cliniques anonymisées. Cette participation est entièrement optionnelle et peut être modifiée à tout moment dans les paramètres.

7. Fin de la configuration

La configuration est terminée.

Astuce

Vous pourrez modifier vos informations et celles du cabinet à tout moment depuis votre **Profil**, accessible via votre avatar dans la barre de navigation.

Souscription

Après la configuration de votre compte, Ocureo vous propose de choisir votre formule d'abonnement.

Un **essai gratuit de 30 jours** est disponible pour la formule Individuel. Pendant cette période, vous avez accès à toutes les fonctionnalités sans aucun prélèvement. Une carte bancaire est demandée pour démarrer l'essai, mais aucun montant n'est débité pendant les 30 jours.

1. Cliquez sur **Commencer mon essai gratuit** ou choisissez directement la formule qui vous convient.
2. Finalisez votre inscription dans le **navigateur** qui s'ouvre automatiquement.
3. Ocureo détecte automatiquement l'activation et vous donne accès à l'application.

Note

À la fin des 30 jours d'essai, l'abonnement démarre automatiquement. Vous pouvez annuler à tout moment depuis votre profil dans l'application (**Gérer sur Stripe**).

Et maintenant ?

Vous êtes prêt à utiliser Ocureo. Consultez le *Guide de démarrage rapide* pour créer votre premier patient et réaliser votre premier bilan.

Dépannage

Windows — L'installateur affiche un avertissement de sécurité

L'installateur Ocureo est signé numériquement. Si un avertissement s'affiche malgré tout, contactez-nous via le [formulaire de contact](#) en précisant le message affiché.

macOS — « Impossible de vérifier le développeur »

L'application est signée et notarisée par Apple. Si ce message apparaît, faites un clic droit sur l'application dans le dossier Applications, puis cliquez sur **Ouvrir**.

Code de vérification non reçu

Vérifiez votre dossier spam. Si le code n'arrive pas, cliquez sur **Renvoyer le code** dans l'application. Si le problème persiste, contactez-nous via le [formulaire de contact](#).

Mot de passe oublié

Sur l'écran de connexion, cliquez sur **Mot de passe oublié ?**. Un code de vérification vous sera envoyé par email. Saisissez ce code puis choisissez un nouveau mot de passe.

Contact

Pour toute question relative à l'installation ou à l'utilisation d'Ocureo :

- **Formulaire de contact** — ocureo.com/contact